

# Подтяжка кожи – дело тонкое




Первая половина мая в центральных регионах России была неожиданно холодной и дождливой. А наша кожа, тем более у тех, кто перешагнул определённый возрастной рубеж, негативно реагирует на такие экстремальные погодные условия. Как впрочем, и на палящее солнце и на знойный ветер. Реагирует самым неприятным образом – появляются морщины, кожа сохнет и обвисает. Существует немало косметологических процедур, которые помогают вернуть лицу былую свежесть. Об одном из самых эффективных методов лифтинга в майском номере журнала мы попросили рассказать кандидата медицинских наук, врача первой категории, дерматовенеролога известной обнинской клиники «НИАР-МЕДИК» Екатерину Синецинскую.

■ Екатерина Анатольевна, сохранение молодости и красоты кожи «сегодня, завтра и... всегда» мечта многих людей, особенно женщин среднего возраста. И ради достижения этого они готовы идти на самые разнообразные процедуры, порой и рискованные. На этом фоне выгодно выделяется тредлифтинг или армирование тканей мезонитями – метод пока ещё не очень широко известный в нашей стране. В чём его отличие от простой подтяжки кожи?

- Действительно, сама по себе процедура подтяжки лица мезонитями достаточно нова, и активно начала практиковаться в России с начала 2012 года. Идея использования принадлежит корейским врачам-косметологам, которые разработали методику с учетом физиологических особенностей кожи (тонкая и чувствительная) южно-азиатских женщин. Поэтому сегодня в России мезонити признаны наиболее эффективным

и не травматичным способом нитевого лифтинга лица и тела. Общую суть этой омолаживающей процедуры раскрывает её название (собранное из слов мезотерапия и нити). Главным инструментом являются тончайшие иглы, изготовленные из высококачественной стали. Система состоит из инъекционной иглы и очень тонкой нити, которая крепится к острию иглы. После прохождения иглы с нитью через ткани на обратном ходе иглы нить отделяется от проводника и остается там, где её зафиксировали. Игла или так называемый проводник производится из специальной стали и отличается особой гибкостью, что позволяет врачу нивелировать её в зависимости от рельефа кожи или особенностей подтяжки. Имплантируемая нить – на основе полидиоксана (абсорбируемый синтетический шовный материал) покрыта полигликолевой кислотой. Она полностью резорбируется (расщепляется) на воду и углекислый газ через 180-200 дней.



■ И как долго держится положительный эффект такой процедуры?


- Результат подтяжки сохраняется на протяжении двух лет. К игле крепится нить из полимолочной кислоты – очень тонкая, почти невидимая. Она вводится непосредственно в кожу и постепенно в ней рассасывается под воздействием ферментов, образуя четкий «каркас». При этом, 3D мезонити не только укрепляют провисшие участки кожи, но и улучшают ее состояние, как после обычной мезотерапии.

■ И всё-таки, пожалуйста, подробнее – какие именно задачи решает внедрение 3D мезонитей?

- С помощью этой методики всего за одну процедуру можно:

- омолодить лицо на 4-5 лет,
- устранить морщины – как тонкие, так и глубокие,
- смоделировать положение бровей, уголков губ, средней трети лица, шеи.

3D мезонити очень тонкие, но крепкие: они подтягивают кожу и хорошо фиксируют её в новом положении. При этом одинаково эффективно устраняются как возрастные морщины (которые образовались с течением времени), так и структурные (которые являются особенностью строения лица). Никакого «просвечивания» нитей, как и следов какого-либо вмешательства не будет даже у обладательниц очень тонкой кожи.



ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА



■ Но ведь, наверное, эта методика может применяться не только для коррективы кожи лица?

- Помимо фейслифтинга, 3D мезонити можно использовать в любой зоне, где необходима быстрая и безопасная подтяжка. Это может быть кожа живота, обвисшая после беременности или строгой диеты, шея и зона декольте, бедра. Методика прекрасно сочетается с контурной пластикой, RF-лифтингом и мезотерапией, а также используется как завершающий этап коррекции после хирургической подтяжки лица.

■ А насколько безопасны 3D мезонити для здоровья?

- 3D мезонити выполнены из полимолочной кислоты и совместимы с организмом человека – следовательно, при их использовании практически не бывает аллергических реакций, и даже минимальный риск для здоровья полностью исключен. Сама процедура достаточно комфортная, быстрая, не требует мощного обезболивания и длительного периода реабилитации. После установки нитей возможны временные болезненные ощущения, которые проходят в течение 7-10 дней. Что касается иных возможных осложнений и побочных эффектов, то основная «страшилка» – о формировании вокруг нитей капсулярной контрактуры (наподобие той, которая может возникнуть в груди, вокруг импланта) – не имеет под собой никаких оснований. Это подтверждено не только теорией, но и практикой: хирурги, проводившие операции по подтяжке лица пациентам, ранее установившим себе мезонити, и имевшие шанс увидеть ситуацию изнутри, свидетельству-

ют об отсутствии любых намеков на капсулы, они биосовместимы с организмом (не отторгаются), не прощупываются через кожу, не просвечиваются даже на тонкой коже, очень прочные!

■ И последний вопрос. На рынке представлен довольно широкий выбор материалов для тредлифтинга. Какие мезонити применяются в вашей клинике?

- Мы работаем только высококачественными нитями «Мираку». Это уникальная система, состоящая из инъекционной иглы-проводника и нити. Игла обладает определенной упругостью, при изгибах и деформациях не перегибается и не ломается, позволяет управлять ею при внедрении в ткани. Создаваемый каркас очень хорошо интегрируется в ткань, не вызывая внутреннего дискомфорта и заметных деформаций. Компания Dongbang (производитель мезонитей «Мираку») является на сегодняшний день безусловным лидером в производстве акупунктурных игл и мезонитей: непревзойденная алмазная заточка, гибкость и острый срез – все это способствует тому, что их иглы-проводники минимально травмируют ткани. Безопасность материала подтверждена KEDA класса 4. Это означает 100% биосовместимость с тканями и полное рассасывание нитей.



Беседовала Надежда Востроглазова  
Фото Сергей Жуковский



Клиника «Ниармедик»  
г. Обнинск, ул. Гагарина, 376  
(484) 395-55-02  
(484) 394-99-92

ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА